



AIVIA GO
MOBILNY SYSTEM
NADZORU AED

AiVIA

AIVIA GO

#READYTOGO

Czy masz pewność, że wszystkie Twoje defibrylatory są w pełni sprawne i zawsze dostępne tam, gdzie powinny być?

Pamiętaj – w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda!

AED musi być gotowy do natychmiastowego użycia w każdej chwili – obecny na swoim miejscu, sprawny i niezawodny.

- » W przestrzeni publicznej AED jest narażony na różnorodne czynniki zewnętrzne – od wandalizmu po zmienne warunki atmosferyczne.
- » AED to nie tylko urządzenie – to kompleksowy system składający się z kluczowych komponentów i materiałów eksploatacyjnych, takich jak elektrody czy bateria.
- » Coraz więcej organizacji wdraża rozbudowane programy powszechnego dostępu do defibrylacji, obejmujące wiele instalacji AED w różnych lokalizacjach.

Nowoczesne technologie dają dziś pełną kontrolę nad AED – zapewniając ich nieprzerwaną sprawność, stałą dostępność i natychmiastową gotowość do działania.

AIVIA GO to kompleksowe rozwiązanie, które łączy monitoring AED, lokalizację GPS oraz funkcję połączeń alarmowych – zapewniając pełną kontrolę i szybką reakcję w każdej sytuacji.

Dzięki temu możesz skutecznie zarządzać urządzeniami i błyskawicznie reagować zarówno na potrzeby serwisowe, jak i nagłe zdarzenia.



AIVIA GO

#READYTOGO

Poznaj AIVIA GO – nowoczesne, przenośne i zasilane bateryjnie rozwiązanie, które dopasowuje się do każdego programu publicznego dostępu do AED i współpracuje z wiodącymi modelami defibrylatorów.

Zamontuj je w kapsule na AED, aby w czasie rzeczywistym monitorować stan i warunki pracy urządzenia, lub przypnij do torby transportowej, by mieć pełną kontrolę nad AED także w terenie.

AIVIA GO oferuje konfigurowalne, dopasowane do potrzeb funkcje serwisowe oraz powiadomienia w czasie rzeczywistym, zapewniając pełną gotowość do działania w sytuacjach nagłych.



SMS:

„Alert AiviaGO
AED został wyjęty.

Lokalizacja: <https://maps.google.com/xxx>”



Monitoring 24/7

Aivia GO zapewnia zdalne wsparcie w monitorowaniu AED: kontrolując zmiany statusu wskaźnika, wykrywając obecność i ewentualne usunięcie urządzenia, reagując na narażenie na krytyczne temperatury oraz śledząc ruch i aktualną lokalizację w czasie rzeczywistym.



Połączenie alarmowe

Aivia GO umożliwia błyskawiczne wezwanie pomocy dzięki dedykowanemu przyciskowi alarmowemu. Jedno naciśnięcie uruchamia połączenie głosowe w trybie głośnomówiącym przez sieć 4G LTE, zapewniając bezpośredni, dwukierunkowy kontakt ze służbami ratunkowymi.



Geolokalizacja

Aivia GO natychmiast reaguje na każdą zmianę położenia AED – od przemieszczenia po jego usunięcie. Dzięki technologii GPS oraz automatycznym powiadomieniom SMS w czasie rzeczywistym użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad urządzeniem – na bieżąco z jego lokalizacją i status działania.



Zdalny monitoring

AIVIA GO zapewnia kontrolę nad AED w czasie rzeczywistym. Dzięki bezprzewodowej łączności 4G LTE użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad AED – niezależnie od swojej lokalizacji. W czasie rzeczywistym zarządza alertami, reaguje na usterki oraz realizuje działania serwisowe zdalnie, bez opóźnień.

KOMUNIKACJA

Wizualne wskaźniki pokazujące stan operacyjny (GPS/LTE/HTTP).
Łączność 4G LTE. Obsługa karty SIM.

MONITORING AED

Monitoring 24/7,
Czujnik optyczny dopasowany do AED.
Obecność, status i temperatura otoczenia.

PLATFORMA WEBOWA

Użytkownik zyskuje dostęp do platformy Aivianet – centralnego narzędzia do monitorowania i zarządzania AED.



PERSONALIZACJA

Alerty i powiadomienia.
Treść i odbiorcy SMS/E-mail.
Przycisk połączenia (opcjonalnie).

AKCESORIA

Torba transportowa (opcjonalnie).
Pasek mocujący (opcjonalnie).

ZASILANIE

Zasilanie bateryjne (w zestawie).
Rodzaj baterii: LSH 14 3.6V.
Żywotność baterii: 2 lata.

WYMIARY

Wysokość: 103 mm
Szerokość: 94 mm
Głębokość: 37 mm